

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Hroty elektrod TissueSeal®**

sterilní, na jedno použití

CE 0123

REF 830-000, 830-001, 830-010, 830-011

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 93/42 EEC o zdravotnických prostředcích.

### 1. Zamýšlené použití

Špičky elektrod na jedno použití jsou určeny pro bipolární "ligační" proces.

Jsou určeny k použití výhradně ve spojení s ligačním programem generátorů BOWA ARC a základním nástrojem BOWA REF 760-0xx TissueSeal®.

Maximální povolené napětí je 200Vp.

Nepoužívejte elektrodové špičky na jedno použití, pokud by podle názoru zkušeného lékaře nebo podle aktuální odborné literatury takové použití způsobilo ohrožení pacienta například z důvodu jeho celkového stavu.

### 2. Použití

- a) Při vyjímání produktu z obalu používejte aseptické techniky.
- b) Umístěte hroty elektrod na jedno použití na základní přístroj REF 760-0xx.  
Přečtěte si návod k použití základního nástroje REF 760-0xx TissueSeal®.

### 3. Bezpečnostní informace

- a) Produkt již nebude sterilní, pokud je obal otevřený nebo poškozený. Nesterilizujte znovu!
- b) Produkt je určen k jednorázovému použití a nelze jej znovu sterilizovat. Při autoklávování se barevný indikátor tepelně poškodí, zdeformuje tak, že ztratí svoji funkci. Vadné díly se nesmí používat.
- c) Nepoužívejte výrobek, pokud byla překročena doba použitelnosti.
- d) Viz návod k použití základního nástroje REF 760-0xx TissueSeal®.
- e) Přečtěte si prosím návod k použití generátorů BOWA ARC s ligačním softwarem a obecné informace o elektrochirurgických operacích.
- f) Před použitím produkt zkontrolujte, zda není poškozený. Vadné výrobky se nesmí používat.

### 4. Skladování

Teplota: -20 ° C - + 50 ° C; relativní vlhkost: 0 - 75%, nekondenzující; tlak vzduchu: 500 - 1600 hPa

Při skladování chraňte výrobky před přímým slunečním zářením. Před použitím se doporučuje výrobky skladovat v původním obalu.

## 5. Likvidace

Zdravotnické prostředky, obalový materiál a příslušenství vždy likvidujte v souladu s platnými národními předpisy a zákony.

Symboly na štítku



na jedno použití



dodržujte instrukce v návodu k použití



datum výroby



datum spotřeby



výrobce