

Platforma pro funkční vyšetření

Ve spolupráci s inovativní společností MESI Medical přinášíme komplexní řešení ambulantní přístrojové techniky pro zvýšení efektivity Vaší práce a rychlou diagnostiku.



MESI mTABLET

- Kompletní řešení pro Vaši moderní medicínskou praxi.
- Certifikovaný medicínský tablet představuje unikátní řešení pro zdravotnickou praxi. Integruje v sobě data z bezdrátových diagnostických modulů, záznamy pacientů a široké diagnostické aplikace.
- Všechna data jsou zabezpečena a zároveň je lze sdílet, analyzovat a vyhodnocovat ze vzdálených zařízení.
- Jednoduché a jednotné ovládání při provádění všech vyšetření.

MESI mTABLET EKG

- První kompletně digitální 12 svodové EKG s bezdrátovým akvizičním modulem.
- Usnadňuje snímání, analýzu a sdílení dat. Vyšetření mohou být nasdílena ke konzultaci a zároveň se ukládají přímo do karty pacienta.
- Možnost tisku záznamu na jakékoli běžné tiskárně.

**Medicínská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených
odborníků



Široké portfolio
produktů



Servis s plnou
integrací do nemocnic



Řešení
na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz



MESI mTABLET BP

- Lze použít pro měření krevního tlaku, centrálního krevního tlaku, průměrovaného krevního tlaku a duálního krevního tlaku.
- Pomocí digitálních filtrů jsou pulzní vlny izolovány a zobrazeny přímo na obrazovce mTabletu.



MESI mTABLET TBI

- Bezpečné simultánní měření prstového tlaku jak na pažích, tak na nohou s monitorací prokrvení palců.
- Algoritmus PADsense™ detekuje závažná onemocnění periferních tepen.
- Ideální řešení pro diabetické pacienty, dialyzované pacienty a pacienty ve velmi pokročilém věku, ale také pro pacienty s rozsáhlými ranami a lymfedémem.



MESI mTABLET SPO2

- Bezdrátový pulzní oxymetr pro screening, diagnostiku nebo monitorování akutních respiračních nebo srdečních onemocnění.
- Možnost využití dalších aplikace pro měření pulzní oxymetrie, jako je například kyvadlový test a šesti minutový test chůze.



MESI mTABLET ABI

- Automatizovaný bezdrátový systém s technologií 3CUFF™ umožňuje simultánní měření kotníkového tlaku (ABI). Algoritmus PADsense™ detekuje závažná onemocnění periferních tepen.
- Rychlé a spolehlivé měření ABI s možností diagnostiky pulzních vln a centrálního krevního tlaku.
- Možnost kombinovat různé velikosti manžet během jednoho měření.



MESI mTABLET SPIRO Univerzální digitální spirometr

- Bezdrátové zařízení vhodné jak do ordinace, tak pro použití i v domácí péči.
- Technologie pneumotachografu s automatickou kalibrací umožňující měřit kdykoliv a kdekoliv.
- Automatický výběr nejlepšího pokusu a přehledná zpráva o vyšetření výsledku.
- Součástí systému MESI mTABLET, umožňující všechny vyšetřovací a přidružené funkce systému.