

masq






Jednorázový ochranný štít masq

Snadno použitelný český štít, který nebrání ve výhledu, ale ochrání před kapénkami ze všech směrů.

Sedne každému

Mysleli jsme na malé i velké hlavy, úzké i široké, s brýlemi nebo bez nich. Tvar masky se přizpůsobí tvaru hlavy pomocí žebér nasedajících na čelo, které se roztáhnou nebo stáhnou.




Zvýšená ochrana

Tvar štítu vám poskytne ochranu ze všech směrů.


Masq nemlží

Čtyři žebra prolisů na čele zajistí odvod páry. Štít se tak při běžném nošení nemlží.



Jednoduše upravitelný štít

V případě potřeby se nemusíte bát si štít přizpůsobit nůžkami. Například jej snížit nebo připravit pro pohodlnější práci s polomaskou.





Snižte štít podle potřeby

Kombinujte štít s velkým respirátorem


Vlastní design

Použití je snadné

Prostě jen navléknete elastický pásek otvorem na tvarovaný úchyt štítu a je to. Při zkracování lze elastický pásek založit dovnitř. Volbou správného otvoru pak nastavíte pohodlnou velikost.



+



Snadno jej recyklujete

Štít je z PETu, jednoho z nejlépe recyklovatelných plastů. Popruh zatím recyklovat nelze, ale můžete jej opakovaně využít, netrhá se a drží pevně.

Perfektní doprava & skladování

Masq jsme navrhli tak, aby při skladování a přepravě zabíral co nejméně místa. Sto kusů tak zabere zhruba stejně místa jako krabice A4 papírů do tiskárny. Tím šetříme cenu za dopravu i životní prostředí.

